

PHYSIOMER®

Toute la richesse de l'eau de mer pour mieux respirer

PHYSIOMER® est une gamme de produits de soin pour le nez à l'eau de mer naturelle.

PHYSIOMER® Eucalyptus

Spray nasal

Décongestionnant - Soulagement du rhume

Soulage en 3 minutes seulement

Pour adultes et enfants à partir de 6 ans.

135 mL e

A SAVOIR AVANT D'UTILISER PHYSIOMER® Eucalyptus

- L'utilisation par plus d'une personne peut transmettre l'infection.
- En cas d'irritations nasales, des picotements temporaires peuvent apparaître lors de l'utilisation
- Ne pas utiliser après la date de péremption imprimée sur l'emballage.
- Ne pas utiliser si l'emballage n'a plus son apparence d'origine.
- Ne pas utiliser le produit s'il est cassé ou endommagé.
- Si les symptômes persistent au-delà de 7 jours chez les adultes et enfants, consultez un professionnel de santé.
- Ne pas utiliser en cas d'allergie à l'un des composants, en cas d'asthme, pendant la grossesse ou l'allaitement et chez les enfants de moins de 6 ans.
- Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Propriétés

Avec de l'huile essentielle d'*Eucalyptus globulus*

- Soulage la congestion nasale due au rhume et à la rhinosinusite
- Aide à combattre l'infection par effet de drainage
- Procure une plaisante sensation de soulagement et de fraîcheur

Formule naturelle

- Eau de mer hypertonique et huile essentielle d'*Eucalyptus globulus*
- Sans conservateur

INGREDIENTS

97% de solution d'eau de mer hypertonique (équivalent à 22 g/l en sels minéraux totaux), sorbitol, arôme naturel «menthe - huile essentielle d'eucalyptus», Arlasilk PTM-LQ-(MV), E-Polylysine. Sans conservateur.

UTILISATION

Recommandation d'utilisation

- Pour le soulagement de la congestion nasale : 2 à 3 fois par jour, pulvériser 1 seconde SEULEMENT dans chaque narine.

Mode d'administration

Adultes et enfants : La présence d'un adulte est recommandée en cas d'utilisation par l'enfant.

Avant utilisation : vérifier que le dispositif fonctionne normalement.

- 1 - Pencher la tête sur un côté. Insérer doucement l'embout dans la narine supérieure et exercer une pression ferme pendant 1-2 secondes. Laisser la solution agir pendant quelques secondes.
- 2 - Répéter dans l'autre narine.
- 3 - Se moucher.



Rincer l'embout sous l'eau chaude après chaque utilisation puis bien le sécher.